



ORTHOPEDIC



ORTHOPEDIC ORTHESIS

1, Rue du moulin, 1320 Tourinnes-la-grosse
Belgique

INFO@ORTHOPEDIC-ORTHESIS.COM

ORTHOPEDIC ORTHESIS

ORTHOPEDIC s.a. is een familiebedrijf dat in 1988 werd opgericht en dat zich eerst specialiseerde in de import van terughoudendapparatuur voor orthopedie uit de Verenigde Staten en Frankrijk en halverwege de jaren negentig eindelijk ontwerper en fabrikant werd.

EEN GLOEDNIEUWE SERIE

De fabricage wordt uitgevoerd volgens zeer strenge kwaliteitsnormen, zowel wat de fabricage als de keuze van de onderdelen van onze artikelen betreft.



Onze fabriek is gecertificeerd volgens ISO 9001 en OEKO TEX. Ons assortiment is eind 2021 volledig vernieuwd en verrijkt met nieuwe artikelen. Het assortiment zal de komende maanden worden uitgebreid om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten.



HALFHARDE NEKKRAAG

Deze orthese is bestemd voor dagelijks gebruik wanneer de hals een vaste ondersteuning nodig heeft zorgt voor langdurige hyperextensie en steun met een pijnstillend effect op de cervicale wervelkolom.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Mild cervicaal letsel
- Cervicale artrose
- Progressieve ontwenning van een vaste nekkraag

- **NEKKRAAG IN POLYESTERSCHUIM**
- **OVERTROKKEN MET KATOENSTOF**
- **STEUNKRAAG IN PLASTIC**
- **MET KLITTENBANDSLUITING**


ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	NECKOMTREK (CM)	REF.
1	30-34	1004-1
2	35-39	1004-2
3	40-44	1004-3
4	45-50	1004-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.



ZACHTE NEKKRAAG

Deze orthese werd ontworpen voor dagelijks gebruik wanneer een soepele ondersteuning van de nek vereist is. Verzekert een lichte steun van de ruggenwervels maar beperkt de draaibeweging van de nek. Zorgt ook voor een ontspannend thermisch effect.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Torticollis
- Artrose van de nek
- Kan's nachts gedragen worden

- **NEKKRAAG IN SCHUIMSTOF**
- **OVERTROKKEN MET KATOENSTOF**
- **MET KLITTENBANDSLUITING**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	NECKOMTREK (CM)	REF.
0	<30	1002-0
1	30-34	1002-1
2	35-39	1002-2
3	40-44	1002-3
4	45-50	1002-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

SLEUTELBEENGORDEL



Deze orthese ondersteunt het sleutelbeen. Aanbevolen voor ondersteuning van het sleutelbeen met groot gebruiksgemak. Vermijdt spiermoeheid en is gemakkelijk aan te brengen.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Breuk van het sleutelbeen
- Acromio-claviculaire verstuiking

- **DE HOEK EN ZIJDES ZIJN INSTELBAAR MET BEHULP VAN EEN GECAPITONNEERDE PLASTIC BEUGEL IN GELAMINEERD STOF OP MET KATOENSTOF OVERSTROKKEN**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	SCHOUDERBREEDTE (CM)	REF.
0	< 25	1302-0
1	25-30	1302-1
2	30-40	1302-2
3	40-50	1302-3
4	> 50	1302-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.



BUIKBAND

Deze orthese verzekert de ondersteuning van de rug. Geeft een lichte steun die bewegingen tempert. Leidt tot onmiddellijke samendrukking van de buik en ondersteuning van de rug. Comfortabel en zacht dankzij de lichte odemende stof.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Trauma's van de borstkas
- Abdominale hernia
- Postoperatief herstel

- **MULTI-ELASTISCHE STOF, AANPASBAAR AAN ELKE LICHAAMSVOM**
- **GEVENTILEERD TUSSEN HET ELASTIEK**
- **KLITTENBANDSLUITING OP DE PANDEN IN ZWAAR JERSEY OP SCHUIM**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	TAILLEOMTREK (CM)	REF.
1	60-85	7250-1
2	56-95	7250-2
3	96-110	7250-3
4	110-150	7250-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddelijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

BORSTBAND VOOR DAMES

Deze orthese ondersteunt de rug. Zorgt voor een lichte ondersteuning die de beweging van de ribbenkast vermindert, schokken dempt en pijnscheuten vermindert. Comfortabel om te dragen en voelt zacht aan dankzij de lichte en ademende stof.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Ribbreuk
- Respiratoire insufficiëntie

- **DUBBELELASTISCH EN MET ANATOMISCHE VORMGEVING**
- **KLITTENBANDSLUITING OP HET PAND IN GELAMINEERD STOF OP SCHUIM MET BINNENKART IN KATOENWOL**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT

REF.

Universeel

7050-10

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.



BORSTBAND VOOR HEREN

Deze orthese ondersteunt de rug. Zorgt voor een lichte ondersteuning die de beweging van de ribbenkast vermindert, schokken dempt en pijnscheuten vermindert. Comfortabel om te dragen en voelt zacht aan dankzij de lichte en ademende stof.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Ribbreuk
- Respiratoire insufficiëtie

- **DUBBELELASTISCH EN MET ANATOMISCHE VORMGEVING**
- **KLITTENBANDSLUITING OP HET PAND IN GELAMINEERD STOF OP SCHUIM MET BINNENKART IN KATOENWOL**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT

REF.

Universeel

7010-10

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

ARMSTEUN IN NETSTOF



Dit is een orthese die de arm en de voorarm ondersteunt. Aanbevolen om de hand en de schouder te stabiliseren en om hyperflexie te vermijden. Heeft een armsteun in luchtdoorlatende stof die comfortabel vasthoudt en ondersteunt. Met zacht materiaal gevulde draagband vermijdt insnoering voorkomt spiervermoeidheid en is gemakkelijk aan te brengen.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Mild trauma van de bovenste ledematen
- Tijdelijke immobilisatie van de hand en/of de arm

- **EEN ELLEBOOGSTEUN EN AFNEEMBARE DRAAGBAND IN POLYESTER**
- **NETSTOF IN POLYAMIDE**
- **GEMAKKELIJK AF TE STELLEN MET BEHULP VAN KLITTENBAND**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	VOORARM/HAND (CM)	REF.
0	< 20	1103-0
1	20-27	1103-1
2	27-31	1103-2
3	31-34	1103-3
4	34-40	1103-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

SCHOUDEORTHESE



Deze orthese verzekert de immobilisatie van de schouder. Aanbevolen om het gewicht vast te zetten en de elleboog tegen het lichaam te houden. Licht en comfortabel. Optimaal aanpasbaar aan ieders lichaamsbouw en pathologie. Vermijdt spiermoeheid en is gemakkelijk aan te brengen.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Trauma van de bovenarm
- Schouderontwrichting

- **BIJZONDER COMFORTABELE MOUW IN GELAMINEERD STOF OP SCHUIM**
- **GEKRUISTE DRAAGRIEMEN OP DE RUG VOOR EEN BETERE FIXATIE**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	BORSTOMTREK + ARM (CM)	REF.
1	< 70	1201-1
2	70-95	1201-2
3	95-115	1201-3
4	115-135	1201-4
5	> 135	1201-5

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

ARMSTEUN



Dit is een orthese die de arm en de voorarm ondersteunt. Aanbevolen om de hand en de schouder te stabiliseren en om hyperflexie te vermijden. Heeft een anatomische vorm en biedt goede steun aan de elleboog. Gemakkelijk aan te brengen door de aanpasbare sluiting.

GEbruik IN GEVAL :

- Immobilisatie na een schouder of elleboogtrauma of een trauma van de voorarm

- **EEN ELLEBOOGSTEUN EN EEN AFNEEMBARE DRAAGBAND**
- **EEN KATOENEN DRAAGDOEK**
- **GEMAKKELIJK AF TE STELLEN MET BEHULP VAN KLITTENBAND**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	VOORARM + HAND (CM)	REF.
0	< 20	1104-0
1	20-27	1104-1
2	27-31	1104-2
3	31-34	1104-3
4	34-40	1104-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

POLS EN DUIMSPALK



Deze orthese stabiliseert en immobiliseert de pols en de duim. Ze heeft een anatomische vorm die pijn verlegt en spanning vermindert. Ze is bovendien licht en zo beter aanpasbaar voor alledaagse taken.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Quervain tendinitis
- Scafoideletsel
- Rhizarthrosis
- Trauma aan de duim

- **STOF AAN DE BUITENKANT IN POLYAMIDE**
- **2 AANPASBARE SPALKEN VOOR DE HANDPALM EN 2 BUIGZAME BEUGELS VOOR STABILITEIT EN VERMIJDING VAN DE RISICO'S IJ BEWEGINGEN VAN DE DUIM**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

MAAT	DUIMONTREK (CM)	REF.
1	13-16	1903-1 L/R
2	16-19	1903-2 L/R
3	19-23	1903-3 L/R

VINGERSPALK 2/3



Deze orthese biedt stabiliteit voor de pols en de hand. Aanbevolen ombewegingen van de gewrichten te verhinderen om beenherstel te stimuleren. Optimaal aanpasbaar voor de immobilisatie van de wijsvinger en de middenvinger. Anatomische vorm ter hoogte van de handpalm om spiermoeheid te vermijden.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Breuk van wijsvinger/middenvinger
- Trauma aan de pols, hand, vinger
- Postoperatie

- **1 BUIGZAME EN AFNEEMBARE BEUGEL. AANPASBAAR AAN DE VORM VAN DE HAND VOOR OPTIMALE IMMOBILISATIE**
- **OMWIKKELING VAN DE VINGERS MET KLITTENBAND**
- **STOF AAN DE BUITENKANT IN POLYESTER**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	DUIMOMTREK (CM)	REF.
1	13-16	1907-1 L/R
2	16-19	1907-2 L/R
3	19-23	1907-3 L/R

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

VINGERSPALK 4/5



Deze orthese biedt stabiliteit voor de pols en de hand. Aanbevolen om bewegingen van de gewrichten te verhinderen om beenherstel te stimuleren. Optimaal aanpasbaar voor de immobilisatie van de ringvinger en de pink. Anatomische vorm ter hoogte van de handpalm om spiermoeheid te vermijden.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Breuk van ringvinger/pink
- Trauma aan de pols, hand, vinger
- Postoperatief

- **1 BUIGZAME EN AFNEEMBARE BEUGEL. AANPASBAAR AAN DE VORM VAN DE HAND VOOR OPTIMALE IMMOBILISATIE**
- **OMWIKKELING VAN DE VINGERS MET KLITTENBAND**
- **STOF AAN DE BUITENKANT IN POLYESTER**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	DUIMOMTREK (CM)	REF.
1	13-16	1908-1 L/R
2	16-19	1908-2 L/R
3	19-23	1908-3 L/R

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.



VINGERSPALK

Deze orthese verzekert de stabiliteit van de pols en vinger. Aanbevolen voor de doelmatige immobilisatie van de vingerkootjes of de middelhandsbeentjes. Voor pijnverlichting.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Breuk
- Ontwrichting
- Verstuiking

- **1 BUIGZAME EN AFNEEMBARE BEUGEL. AANPASBAAR AAN DE VORM VAN DE HAND VOOR OPTIMALE IMMOBILISATIE**
- **ANTISLIPSLUITING MET 4 BANDEN**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT

Universeel

REF.

1900-10

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

SPREIDKUSSEN VOOR DE HEUPEN



Met deze orthese wordt een lichte spreiding van de onderste ledematen gehandhaafd en kunnen de benen in gespreide stand gestabiliseerd worden. Zo wordt het kruisen van de benen vermeden om ontwrichting te vermijden. Verbetert de stabiliteit van het gewicht.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Postoperatieve fixatie van de onderste ledematen
- Ontwrichting van de heup

- **EEN KUSSEN OM DE ONDERSTE LEDEMATEN TE POSITIONEREN**
- **BESCHERMINGSBANDEN**
- **FIXATIE DOOR MIDDEL VAN KLITTENBANDEN**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT

REF.

Universeel

1501-10

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.



KNIEBEUGEL

Deze orthese verzekert de immobilisatie van de knie om de stabiliteit van het been te garanderen en te vermijden dat het gewricht naar voren of naar achteren doorbuigt.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Middelernstige tot ernstige verstuikingen
- Spierletsels
- Ontwrichting van de knieschijf
- Pre of postoperatieve situaties

- **EXACTE INSTELLING MET BEHULP VAN 4 ALUMINIUMBEUGELS**
- **2 ZIJDELINGSE BEUGELS EN 2 BEUGELS AAN DE ACHTERKANT**
- **3 PANDEN MET KLITTENBAND VOOR AANPASSING AAN ELKE MORFOLOGIE**
- **4 BEVESTIGINGS EN AFSTELLINGSBANDEN**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	DIJOMTREK (CM)	HOOGTE	REF.
1	33-39	40	1405-1
2	39-46	50	1405-2
3	51-66	60	1405-3
4	54-66	75	1405-4

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.



ENKELORTHESE MET GEL

Deze orthese werd ontworpen om de enkel te immobiliseren wanneer stabilisatie vereist is. Bovendien kan ingeval van oedeem nog een koudebehandeling aan toegevoegd worden. Het gewricht wordt bijzonder goed ondersteund omdat elke druk op pijnlijke zones vermeden wordt. Het koude-effect van de gel heeft een analgetische en anti-inflammatoire werking.

GEBRUIK IN GEVAL :

- Trauma en verstuiking van de enkel
- Letsel van de enkelligamenten
- Chronische instabiliteit

- **2 HARDE ENKELSCHELPEN IN PVC**
- **GELBESCHERMERS EN BUITENKANT VAN POLYAMIDE**
- **KLITTENBANDEN VOOR EEN EXACTE AFSTELLING**

ONDERHOUD

- Met de hand wassen/ wasmachine op een temperatuur van maximaal 30°C
- Niet strijken
- Niet in de droogtrommel drogen

MAAT	REF.
Universeel	2405

VEILIGHEIDSAANWIJZING

- Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij pijn, zwelling, gevoelswijzigingen of ongewone reacties.
- Overmatige druk kan tot overgevoeligheid leiden. We raden daarom aan om de druk zo optimaal mogelijk af te stellen.
- Gebruik het product niet direct op een huidletsel.

ORTHOPEDIC

SPORT-LINE

