

# Samarit Rollbord® for Lateral patient transfer

Le Rollbord® SAMARIT est la meilleure aide aux professionnels de la santé pour transférer les patients en toute sécurité et sans endommager leur dos, dans tous les domaines de soins des hôpitaux.

Le "Rollbord" Samarit est une planche de transfert très efficace. Il n'est pas nécessaire de soulever le patient, Rollboard n'utilise que 15% du poids corporel du patient pour le pousser ou tirer d'une surface latérale à l'autre. Un membre du personnel peut facilement déplacer un patient de taille moyenne avec un minimum d'effort.

Découvrez nos 3 types de Rollboards :



	<b>HIGHTEC</b>	<b>PROFESSIONAL</b>	<b>EcoLite</b>
Produit de haute qualité	Oui	Oui	2/3
Usage intensif	Oui	Oui	no
Frottement faible (100kg)	15%	18%	20%
Poignées de sécurité	Oui	Oui	no
Serviette antimicrobienne	Oui	Oui	Oui
Ignifuge	Oui	Oui	Oui
Matériel antistatique	Oui	Oui	Oui
Construction légère	Oui	Oui	Oui
Compatible MRI	Oui	Oui	Oui
Système sans levage	Oui	Oui	Oui
Matériaux longue durée	Oui	Oui	Oui
Fabrication haute qualité	Oui	Oui	Oui
Modèles pliables	Oui	Oui	Oui
Nombre de modèles	5	4	3
Longévité (années)	10	8	5
Facile à nettoyer (lingettes)	Oui	Oui	Oui
Housses jetables	Oui	Oui	Oui
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans
SWL (Poids maximum)	< 310	< 180	< 160

## Hightec Rollbord - Standard



Modèle n° :	440.0100
UDI/GTIN :	7640144460013
Utilisation :	Bloc opératoire, radiologie, soins intensifs et services spéciaux ainsi qu'en soins généraux
Taille :	178 x 50 cm / 89 x 50 cm plié
Poids :	2.7 kg
Poids maximal supporté :	240 kg

## Hightec Rollbord - ICU-Bariatric



Modèle n° :	440.0200
UDI/GTIN :	7640144460020
Utilisation- :	Soins intensifs, soins généraux
Taille :	178 x 50 cm
Poids :	3.8 kg
Poids maximal supporté :	240 kg

## Hightec Rollbord - Mini-Gyn



Modèle n° :	440.0300
UDI/GTIN :	7640144460037
Utilisation :	Urologie, gynécologie, bloc opératoire, stations de réveil, urgences
Taille :	91 x 50 cm
Poids :	1.4 kg
Poids maximal supporté :	180 kg

## Hightec Rollbord - Surgibord



Modèle n° :	440.0400
UDI/GTIN :	7640144460044
Utilisation :	Bloc opératoire, radiologie, IRM, scanner, urgences, soins généraux ainsi qu'à domicile
Taille :	120 x 40 cm (Non pliable)
Poids :	1.5 kg
Poids maximal supporté :	180 kg

## Hightec Rollbord - MRI/CT/AMBU



Modèle n° :	440.0500
UDI/GTIN :	7640144460051
Utilisation :	Radiologie, ambulance, urgence pour transfert de patients blessés sur / depuis une civière
Taille :	178 x 40 cm / 87 x 40 cm plié
Poids :	2.5 kg
Poids maximal supporté :	240 kg



## Professional Rollbord - Standard



Modèle n° :	440.2100
UDI/GTIN :	7640144460143
Utilisation :	Bloc opératoire, services spéciaux ainsi que dans les soins généraux
Taille :	180 x 50 cm / 89 x 50 cm plié
Poids :	2.9 kg
Poids maximal supporté :	180 kg

## Professional Rollbord - MRI



Modèle n° :	440.2300
UDI/GTIN :	7640144460150
Utilisation :	Radiologie, MRI / CT
Taille :	180 x 42 cm / 89 x 42 cm plié
Poids :	2.3 kg
Poids maximal supporté :	180 kg

## Professional Rollbord - AMBULANCE



Modèle n° :	440.2400
UDI/GTIN :	7640144460167
Utilisation :	Bloc opératoire, urgences, ambulance ainsi qu'à domicile
Taille :	165 x 42 cm / 81 x 42 cm plié
Poids :	1.9 kg
Poids maximal supporté :	150 kg



## Ecolite Rollbord - ECOLITE 90



Modèle n° :	440.1090
UDI/GTIN :	7640144460341
Utilisation :	Urologie, gynécologie, urgences et soins généraux.
Taille :	90 x 50 cm
Poids :	1.3 kg
Poids maximal supporté :	150 kg

## Ecolite Rollbord - ECOLITE 120



Modèle n° :	440.1120
UDI/GTIN :	7640144460334
Utilisation :	Radiologie, urgences ainsi qu'à domicile
Taille :	130 x 40 cm / 65 x 40 cm plié
Poids :	1.4 kg
Poids maximal supporté :	160 kg

## Ecolite Rollbord - ECOLITE 180



Modèle n° :	440.1180
UDI/GTIN :	7640144460327
Utilisation :	Radiologie, urgences, services généraux ainsi qu'à domicile
Taille :	180 x 50 cm / 89 x 50 cm plié
Poids :	2.8 kg
Poids maximal supporté :	160 kg

## Accessoires - Distributeur de housses



Le distributeur de housses pour Rollbord contient un rouleau et comprend un crochet de montage pour un Rollbord. Les housses jetables ont une longueur spécifique et sont perforées au point de déchirure.

Taille : 15 x 66 x 14 cm / Montage mural

## Accessoires - Housses jetables



Pour protéger les Rollbords du sang et de la saleté.

Modèle n° : SAM 440.1000

UDI/GTIN : 7640144460471

1 boîte contient 4 rouleaux de 50 pièces (100m), perforées