

# Samarit Rollbord® voor Laterale verbedding van de patiënt

De SAMARIT Rollbord® is het beste hulpmiddel voor medische professionals om patiënten veilig en zonder belasting van hun rug te verbedden, in alle zorggebieden van ziekenhuizen.

Het Samarit "Rollbord" is een zeer effectief transferbord. Het is niet nodig om de patiënt op te tillen, met het Rollboard wordt slechts 15% van het lichaamsgewicht van de patiënt gebruikt om te duwen of te trekken van het ene oppervlak naar het andere. Eén medewerker kan gemakkelijk een patiënt van gemiddelde grootte verplaatsen met minimale inspanning.

Ontdek onze 3 soorten Rollboards:



	HIGHTEC	PROFESSIONAL	ECOLITE
Kwalitatief hoogwaardig product	Ja	Ja	2/3
Intensief gebruik	Ja	Ja	no
Lage wrijving (100kg)	15%	18%	20%
Veiligheidshandgrepen	Ja	Ja	no
Antimicrobiële handdoek	Ja	Ja	Ja
Brandvertragend	Ja	Ja	Ja
Antistatisch materiaal	Ja	Ja	Ja
Lichtgewicht constructie	Ja	Ja	Ja
MRI-compatibel	Ja	Ja	Ja
Systeem zonder tillen	Ja	Ja	Ja
Duurzame materialen	Ja	Ja	Ja
Hoge kwaliteit productie	Ja	Ja	Ja
Opvouwbaar modellen	Ja	Ja	Ja
Aantal modellen	5	4	3
Levensduur (jaren)	10	8	5
Eenvoudige reiniging (doekjes)	Ja	Ja	Ja
Wegwerphoezen	Ja	Ja	Ja
Garantie	3 jaar	2 jaar	2 jaar
SWL (Maximum gewicht)	< 310	< 180	< 160

## Hightec Rollbord - Standard



Referentie:	440.0100
UDI/GTIN:	7640144460013
Gebruik:	Operatiekamer, radiologie, intensive care en gespecialiseerde diensten, en algemene zorg.
Maat:	178 x 50 cm / 89 x 50 cm gevouwen
Gewicht:	2.7 kg
Maximaal gewicht:	240 kg

## Hightec Rollbord - ICU-Bariatric



Referentie:	440.0200
UDI/GTIN:	7640144460020
Gebruik:	Intensive care, algemene zorg.
Maat:	178 x 50 cm
Gewicht:	3.8 kg
Maximaal gewicht:	240 kg

## Hightec Rollbord - Mini-Gyn



Referentie:	440.0300
UDI/GTIN:	7640144460037
Gebruik:	Urologie, gynaecologie, operatiekamer, ontwaakruimte, spoed.
Maat:	91 x 50 cm
Gewicht:	1.4 kg
Maximaal gewicht:	180 kg

## Hightec Rollbord - Surgibord



Referentie:	440.0400
UDI/GTIN:	7640144460044
Gebruik:	Operatiekamer, radiologie, MRI, CT, spoedgevallen, algemene zorg en thuis.
Maat:	120 x 40 cm (Niet opvouwbaar)
Gewicht:	1.5 kg
Maximaal gewicht:	180 kg

## Hightec Rollbord - MRI/CT/AMBU



Referentie:	440.0500
UDI/GTIN:	7640144460051
Gebruik:	Radiologie, ambulance, spoedeisende hulp voor het verplaatsen van gewonde patiënten op/van een brancard.
Maat:	178 x 40 cm / 87 x 40 cm gevouwen
Gewicht:	2.5 kg
Maximaal gewicht:	240 kg



## Professional Rollbord - Standard



Referentie:	440.2100
UDI/GTIN:	7640144460143
Gebruik:	Operatiekamer, gespecialiseerde diensten en in de algemene zorg.
Maat:	180 x 50 cm / 89 x 50 cm gevouwen
Gewicht:	2.9 kg
Maximaal gewicht:	180 kg

## Professional Rollbord - MRI



Referentie:	440.2300
UDI/GTIN:	7640144460150
Gebruik:	Radiologie, MRI / CT
Maat:	180 x 42 cm / 89 x 42 cm gevouwen
Gewicht:	2.3 kg
Maximaal gewicht:	180 kg

## Professional Rollbord - AMBULANCE



Referentie:	440.2400
UDI/GTIN:	7640144460167
Gebruik:	Operatiekamer, spoedgevallen, ambulance en thuis
Maat:	165 x 42 cm / 81 x 42 cm gevouwen
Gewicht:	1.9 kg
Maximaal gewicht:	150 kg



## Ecolite Rollbord - ECOLITE 90



Referentie:	440.1090
UDI/GTIN:	7640144460341
Gebruik:	Urologie, gynaecologie, spoedgevallen en algemene zorg.
Maat:	90 x 50 cm
Gewicht:	1.3 kg
Maximaal gewicht:	150 kg

## Ecolite Rollbord - ECOLITE 120



Referentie:	440.1120
UDI/GTIN:	7640144460334
Gebruik:	Radiologie, spoedgevallen en thuis
Maat:	130 x 40 cm / 65 x 40 cm gevouwen
Gewicht:	1.4 kg
Maximaal gewicht:	160 kg

## Ecolite Rollbord - ECOLITE 180



Referentie:	440.1180
UDI/GTIN:	7640144460327
Gebruik:	Radiologie, spoedgevallen, algemene diensten en thuis
Maat:	180 x 50 cm / 89 x 50 cm gevouwen
Gewicht:	2.8 kg
Maximaal gewicht:	160 kg

## Accessoires - Hoedispenser



De hoedispenser voor Rollbord bevat één rol en is voorzien van een bevestigingshaak voor een Rollbord. Wegwerphoezen hebben een bepaalde lengte en zijn geperforeerd op het afscheurpunt.

Maat: 15 x 66 x 14 cm / Muurbevestiging

## Accessoires - Wegwerphoezen



Om Rollbords te beschermen tegen bloed en vuil.

Referentie: SAM 440.1000

UDI/GTIN : 7640144460471

1 doos bevat 4 rollen van 50 stuks (100m), geperforeerd.