



DUOMED

URGENTES & RÉANIMATION

À chaque patient
de réanimation
sa solution



Gamme de produits

Consommable d'oxygénothérapie



www.duomed.com

Gamme de produits consommables d'oxygénothérapie Vyaire™

Notre gamme étendue de solutions d'oxygénothérapie vous offre la possibilité de fournir la meilleure qualité de soins aux patients. Des lunettes à oxygène standard aux masques 3-en-1 sans ré-inhalation, les produits Vyaire répondent aux besoins des patients en oxygénothérapie, à l'hôpital comme à domicile.

Pourquoi choisir les solutions d'oxygénothérapie Vyaire ?

- Différenciation clinique grâce à une gamme de produits phares du secteur et uniques
- Standardisation avec une gamme complète, composée de produits respiratoires de qualité
- Solutions pour des soins de qualité qui réduisent la variabilité des procédures et des produits

Table des matières

Lunettes à oxygène

3-4

Lunettes satinées avec coussinet

3

Lunettes satinées avec coussinet et protections d'oreilles

3

Lunettes avec coussinet

4

Lunettes nasales standard

4

Masques à oxygène

5-7

Masques O2 à usage unique

5

Masques Venturi

6

Masques à oxygène et aérosols

7

Masques de trachéotomie

7

Humidificateurs en flacon et nébuliseurs à large volume

8-9

Humidificateur en flacon

8

Misty Ox™

8

Tubulure à oxygène

9

Lunettes à oxygène

Toutes les lunettes à oxygène sont dotées d'une tubulure résistante à l'écrasement permettant de minimiser les occlusions et les pincements. Les tubulures sélectionnées sont fournies avec un raccord à oxygène U/Connect-It® pour une connexion facile à une source d'oxygène, quelle qu'elle soit.

Lunettes satinées avec coussinet souples

Nos lunettes avec coussinet souples comportent une tubulure en lasso qui est environ 37 % plus douce que nos lunettes à oxygène standard*. Cette tubulure satinées favorise la réduction des frottements derrière l'oreille, afin de minimiser les irritations cutanées. Elles sont fabriquées sans DEHP.

Lunettes satinées avec coussinet souples		
Référence	Description	Qté (boîte)
SFT2611	Nourissons avec tubulure O2 de 2,1 m	50
SFT2601	Petit enfant avec tubulure O2 de 2,1 m	50
SFT2602	Pédiatriques avec tubulure O2 de 2,1 m	50
SFT2692	Pédiatriques avec tubulure O U/Connect-It® de 2,1 m	50
SFT2600	Adultes avec tubulure O2 de 2,1 m	50
SFT2606	Adultes, 2,1 m, sans tubulure	50
SFT2604	Adultes, avec tubulure de 1,2 m	50
SFT2699	Adultes avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
SFT2614	Adultes avec tubulure O2 de 4,3 m	50
SFT2614U	Adultes avec tubulure O2 U/Connect-It de 4,3 m	50
SFT2625	Adultes avec tubulure O2 de 7,8 m	25

Lunettes satinées avec coussinet et protections d'oreilles

Nos lunettes avec coussinet dotées de protections d'oreille en mousse souple favorisent la réduction des irritations cutanées autour des oreilles. Les protections grises souples glissent aisément le long de la tubulure, ce qui facilite leur mise en place, pour plus de confort et une meilleure adaptabilité. Elles sont fabriquées sans DEHP.

Lunettes satinées avec coussinet et protections d'oreilles		
Référence	Description	Qté (boîte)
FM2602	Pédiatriques avec tubulure O2 de 2,1 m	50
FM2692	Pédiatriques avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
FM2606	Adultes, 2,1 m, sans tubulure	50
FM2604	Adultes, avec tubulure de 1,2 m	50
FM2699	Adultes avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
FM2614	Adultes avec tubulure O2 de 4,3 m	50
FM2625	Adultes avec tubulure O2 de 7,8 m	25
002016	Protections d'oreille pour lunettes (par paire)	50



Lunettes satinées avec coussinet



Lunettes satinées avec coussinet et protections d'oreilles

* Différence matérielle de 30 avec un duromètre utilisant l'échelle de dureté Shore A

Lunettes à oxygène (suite)

Lunettes avec coussinet

Nos lunettes avec coussinet ont été conçues avec un coussinet souple et transparent qui soutient les embouts nasaux afin d'optimiser le confort du patient. Les lunettes avec coussinet sont disponibles dans des modèles pour nouveaux-nés à adultes, avec des tubulures à oxygène de différentes longueurs. Elles sont fabriquées sans DEHP.

Lunettes avec coussinet		
Référence	Description	Qté (boîte)
002611	Nourisson avec tubulure O2 de 2,1 m	50
002601	Petit enfant avec tubulure O2 de 2,1 m	50
002662	Pédiatriques, 2,1 m, sans tubulure	50
002602	Pédiatriques avec tubulure O2 de 2,1 m	50
002692	Pédiatriques avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
002606	Adultes, 2,1 m, sans tubulure	50
002600	Adultes avec tubulure O2 de 2,1 m	50
002699	Adultes avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
002600-14	Adultes avec tubulure O2 de 4,3 m	50
002600-14U	Adultes avec tubulure O2 U/Connect-It de 4,3 m	50
002600-25	Adultes avec tubulure O2 de 7,8 m	25
002600-4	Adultes avec tubulure de 1,2 m	50
002630-4	Lunettes nasales adultes, avec embout évasé et tubulure de 1,2 m	50

Lunettes nasales standard

Nos lunettes nasales standard sont dotées d'une plaque labiale courbée et flexible qui améliore le confort à l'extrémité de la région nasale, avec des embouts évasés pour obtenir un bord plus souple. Les lunettes à usage unique sont courbées et disponibles avec des embouts évasés ou droits. Elles sont emballées séparément avec des tubulures à oxygène de différentes longueurs. Elles sont fabriquées sans DEHP.

Lunettes standard		
Référence	Description	Qté (boîte)
001311	Adultes, embout droit, sans tubulure	50
001365	Adultes, embout évasé, avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
001321	Adultes, embout évasé, avec tubulure O2 de 4,3 m	50
001322	Adultes, embout évasé, avec tubulure O2 de 6,4 m	25
001325	Adultes, embout droit, avec tubulure de 2,1 m	50
001366	Adultes, embout droit, avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m	50
001326	Adultes, embout droit, avec tubulure O2 de 4,3 m	50



Lunettes avec coussinet



Lunettes standard

Masques à oxygène

Les masques à oxygène Vyair sont sans latex et fabriqués en résines souples à haute teneur en vinyle. Les bords lisses évasés sont conçus pour améliorer le confort du patient tout en réduisant les points d'irritation. Nos masques à oxygène sont conçus pour assurer une compatibilité anatomique. Une gamme complète est disponible afin de satisfaire à toutes les exigences avec des modèles nourrissons, pédiatriques et adultes. Les tubulures sélectionnées sont fournies avec un raccord à oxygène U/Connect-It pour une connexion facile à une source d'oxygène, quelle qu'elle soit. Les masques trois-en-un sont fournis sous forme de masques complets à haute concentration et sans ré-inhalation, avec sacs-réservoirs et événements de sécurité.



Masque O₂ à usage unique



Masque O₂ à usage unique
3-en-1

Masque à oxygène		
Référence	Description	Qté (boîte)
001262	Pédiatrique moyenne concentration, avec tubulure O2 de 2,1 m	50
001267	Pédiatrique haute concentration avec ré-inhalation, avec tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001268	Pédiatrique 3-en-1 haute concentration sans ré-inhalation, avec événement de sécurité, avec tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001269	Pédiatrique haute concentration sans ré-inhalation, avec tubulure O2 de 2,1 m	50
001260	Pédiatrique moyenne concentration, avec tubulure O2 de 2,1 m, modèle court	50
001265	Pédiatrique haute concentration, avec tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement, modèle court	50
001200	Masque à oxygène adulte moyenne concentration, à porter sous le menton, seul	50
001201	Adulte moyenne concentration, avec tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001207	Masque adulte haute concentration, à porter sous le menton, seul	50
001202	Masque à oxygène adulte 3-en-1 avec événement de sécurité, seul	50
001204	Masque à oxygène adulte haute concentration, avec ré-inhalation (sans valve), seul	50
001361	Adulte moyenne concentration, avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001203	Adulte 3-en-1 haute concentration sans ré-inhalation, avec événement de sécurité, avec tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001362	Adulte 3-en-1 haute concentration sans ré-inhalation, avec événement de sécurité, avec tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001210	Adulte 3-en-1 haute concentration sans ré-inhalation, avec tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001211	Adulte 3-en-1 haute concentration sans ré-inhalation, avec événement de sécurité, avec tubulure O2 de 2,1 m	50
001212	Adulte 3-en-1 haute concentration sans ré-inhalation, avec tubulure O2 de 2,1 m	50
001205	Masque à oxygène adulte haute concentration avec ré-inhalation, avec tubulure à oxygène de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001220	Masque type tente faciale en vinyle	50

Masques à oxygène (suite)

Masques Venturi

Nous proposons un large choix de masques Venturi standard et Dual Dial™ dotés soit de six valves Venturi, soit de deux valves réglables. Tous les masques se portent sous le menton et sont fournis avec un tube flexible de 15 cm, un capot d'humidification et une tubulure résistante à l'écrasement de 2,1 m. Nous proposons également un modèle Venturi avec masque de trachéotomie à utiliser avec une source d'oxygène de 50 psi et un débitmètre.



Masque Venturi adulte 001240

Masque Venturi		
Référence	Description	Qté (boîte)
001250	Pédiatrique, avec tube flexible de 15 cm, 6 valves Venturi (24 %, 28 %, 31 %, 35 %, 40 %, 50 %), capot d'humidification, tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001240	Adulte, avec tube flexible de 15 cm, 6 valves Venturi (24 %, 28 %, 31 %, 35 %, 40 %, 50 %), capot d'humidification, tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001248	Adulte, de trachéotomie, avec tube flexible de 15 cm, 6 valves Venturi (24 %, 28 %, 31 %, 35 %, 40 %, 50 %), capot d'humidification, tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001363	Adulte, avec tube flexible de 15 cm, 6 valves Venturi (24 %, 28 %, 31 %, 35 %, 40 %, 50 %), capot d'humidification, tubulure O2 U/Connect-It de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001241	Masque Venturi adulte, avec tube flexible de 15 cm, valve Venturi 24 %, capot d'humidification et tubulure de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001242	Masque Venturi adulte, avec tube flexible de 15 cm, valve Venturi 28 %, capot d'humidification et tubulure de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001245	Masque Venturi adulte, avec tube flexible de 15 cm, valve Venturi 40 %, capot d'humidification et tubulure de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001255	Adulte, avec tube flexible 15 cm, Dual Dial, capot d'humidification, tubulure O2 de 2,1 m résistante à l'écrasement	50
001247	T de trachéotomie Venturi, avec tube flexible de 15 cm, 6 valves Venturi (concentrations d'oxygène à 24 %, 28 %, 31 %, 35 %, 40 % et 50 %), capot d'humidification et tubulure de 2,1 m résistante à l'écrasement	50

Masques à oxygène (suite)

Masques à oxygène et aérosols

Ces masques aérosols à usage unique, souples et de haute qualité sont fabriqués en résines de qualité supérieure. Les bords lisses évasés sont conçus pour améliorer le confort du patient en réduisant les points d'irritation. Tous nos masques à oxygène sont conçus pour assurer une compatibilité anatomique. Une gamme complète est disponible afin de satisfaire aux exigences, en modèles pédiatriques et adultes.

Masque à oxygène		
Référence	Description	Qté (boîte)
001263	Pédiatrique	50
001264	Masque à oxygène pédiatrique haute concentration sans ré-inhalation, modèle court, seul	50
001206	Adulte	50
001207	Adulte haute concentration, à porter sous le menton	50
001209	Masque aérosol adulte, 1,5 m, avec tubulure annelée	50
001222	Masque type tente faciale adulte, avec circuit annelé d' 1,5 m	50
001221	Masque type tente faciale adulte, avec circuit annelé d' 1,8 m	50



Masque aérosol adulte 001206

Masques de trachéotomie

Les masques de trachéotomie à usage unique sont disponibles en modèles pédiatriques et adultes et intègrent plusieurs fonctionnalités pour les patients. Le bandeau est fabriqué en matériau confortable et qui ne serre pas, et le connecteur de tubulure pivotant permet un accès des deux côtés du patient. Les clips de sangle spéciaux permettent de retirer le masque sans gêner le patient.

Masque de trachéotomie		
Référence	Description	Qté (boîte)
001225	Masque de trachéotomie adulte	50
001226	Masque de trachéotomie pédiatrique	50
001227	Masque de trachéotomie adulte, large	50



Masque de trachéotomie adulte 001226

Humidificateurs en flacon et nébuliseurs à large volume

Humidificateur en flacon

Nos humidificateurs vides sans latex offrent une alternative économique aux humidificateurs préremplis. Ces unités d'une capacité de 370 mL sont équipées d'une alarme sonore et d'une soupape de sécurité pour avertir les patients ainsi que le personnel soignant de la présence d'obstructions dans le débit. Elles sont disponibles avec une soupape de sécurité de trois ou six psi.

Humidificateur		
Référence	Description	Qté (boîte)
002003	Vide 370 mL avec soupape 3 psi	50
002006	Vide 370 mL avec soupape 6 psi	50
002002	Vide 350 mL (35–100 % FiO ₂)	24



Humidificateurs vides, à gauche 002003, à droite 002006

Misty Ox™

Les nébuliseurs à haut débit Misty Ox™ sont conçus pour une aérosolthérapie continue haute précision à des débits allant jusqu'à 110 L/min pour satisfaire aux exigences inspiratoires les plus difficiles. Ils sont disponibles dans un modèle à entraînement d'air (441H) ainsi qu'en circuit fermé (441G) pour un fonctionnement plus discret. Ces adaptateurs pour nébuliseurs sont compatibles avec la plupart des solutions à bec verseur standard.

Misty Ox		
Référence	Description	Qté (boîte)
441G	Nébuliseur d'injection de gaz (GIN) Misty Ox	24
441H	Nébuliseur à haut débit Misty Ox	24



Nébuliseur d'injection de gaz (GIN) Misty Ox 441G

Humidificateurs en flacon et nébuliseurs à large volume (suite)

Tubulure à oxygène


Notre gamme étendue de tubulures à oxygène à embouts en vinyle jetables est fournie avec une lumière résistante à l'écrasement afin de résister aux occlusions. Elles existent en une variété de longueurs de 2,1 m à 15 m. La tubulure 001350 est également fournie avec un connecteur U/Connect-It qui se fixe directement aux débitmètres sans adaptateur.

Le circuit annelé à usage unique Vyair pour les applications d'aérosolthérapie et IPPB offre flexibilité et praticité pour répondre aux besoins thérapeutiques. Les raccords sur toutes les extrémités des tubulures se connectent sur des embouts de 22 mm.

Tubulure à oxygène		
Référence	Description	Qté (boîte)
001302*	2,1 m résistante à l'écrasement	50
001350*	2,1 m résistante à l'écrasement avec U/Connect-It	50
001303*	4,3 m résistante à l'écrasement	50
001304	Tubulure à oxygène Airlife™ de 6,4 m résistante à l'écrasement	25
001305*	7,6 m résistante à l'écrasement	25
001307	10 m résistante à l'écrasement	20
001308*	12 m résistante à l'écrasement	20
001306*	15 m résistante à l'écrasement	15
001303GRN	4,3 m résistante à l'écrasement, verte	50
001304GRN	Tubulure de 6,4 m résistante à l'écrasement, verte	25
001308GRN	12 m résistante à l'écrasement, verte	20
001305GRN	27,6 m résistante à l'écrasement, verte	25
001306GRN	15 m résistante à l'écrasement, verte	15
001330	Tubulure à oxygène 2,1 m lisse	50

Circuit annelé		
Référence	Description	Qté (boîte)
001400*	1,8 m	50
001410*	1,8 m par segments de 15 cm	50
001404* 3	0,5 m par segments de 15 cm	1
001405*	30,5 m par segments de 15 cm avec boîte distributrice	1
001421	1,5 m, bleue, par segments de 15 cm	50
001420	1,8 m, bleue, par segments de 15 cm	50
001426	30,5 m, bleue, par segments de 15 cm	1
001427	30,5 m, bleue, par segments de 15 cm avec boîte distributrice	1
001450	Circuit annelé en polyéthylène et EVA flexible de 1,8 m, segmentée, D.I. 22 mm	50

* Ne contient pas de DEHP.



Tubulure à oxygène



Circuit annelé



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page.



DUOMED

Siège Social

26, rue de la Montée
68720 Flaxlanden

Locaux Ile de France

12-14 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine

Anesthésie

Hygiène & Soins

Néonatalogie & Pédiatrie

Oncologie & Chirurgie

Pneumo - Cardio

Urgences & Réanimation

www.duomed.com

Conformément à l'article CSP R5213-2

«Gamme de produits consommables d'oxygénothérapie Vyair»

CE Dispositif médical de IIa, selon la directive de l'UE applicable : 93/42/EEC.

 Vyair Medical, Inc. - 26125 North Riverwoods Blvd - Mettawa, IL 60045 - États-Unis

 Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical

Photos non contractuelles

Les informations de cette brochure ne sont pas destinées à des utilisateurs hors EU.

Brochure Consommable Vyair - Septembre 2022 - REA0922-08

Info générale

+33 (0)3 89 06 14 44

info.solutions.fr@duomed.com

Support technique

+33 (0)3 89 06 53 00

supports.solutions.fr@duomed.com

Commandes Clients

+33 (0)3 89 06 14 44

orders.solutions.fr@duomed.com