



BRONCHOSKOPIE


Einweg-Biopsiezangen, EndoBite ²	3
Einweg-Zytologiebürsten	3
Einweg-Biopsieventile für Bronchoskope, Fujifilm	3
Einweg-Saugventile für Bronchoskope, Fujifilm	4
Einweg-Spülkatheter	4
Einweg-Sprühkatheter	4
Einweg-Reinigungsbürsten, Racoon	5
Einweg-Reinigungsbürsten, Small Wonder	5
Einweg-Schutzprotektoren für distales Ende der Bronchoskope	5
Einweg EUS-Ballone für Ultraschall-Bronchoskope, Fujifilm	6
Bronchoskop-Schutzkappen Versorgungsstecker, Fujifilm	6
Reinigungssets für Bronchoskope, Fujifilm	7

Einweg-Biopsiezangen, **EndoBite²**




Daumenring-Griff für optimale Kontrolle



	Produktnummer	Merkmale	Dorn	ø Löffel	Länge + Pusher	ø Arbeitskanal	VE
	BIO1-C4-18-120	Biopsiezange für Bronchoskope, ovale Löffel	nein	1,8 mm	120 cm	2,0 mm	10




Einweg-Zytologiebürsten



	Produktnummer	Merkmale	ø Bürste	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	WS0372512	Zytologiebürste für Bronchoskope, mit Handgriff, 1 Lumen, distaler Protektionskopf	2,5 mm	120 cm	2,0 mm	5

Einweg-Biopsieventile für Bronchoskope, **Fujifilm**



	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	FV-001	Biopsieventil für Bronchoskope, schwarz	Fujifilm, EB-530, EB-580	10
	FV-003	Biopsieventil für Bronchoskope, schwarz	Fujifilm EB-710 P	10
	FOV-BU1	Biopsieventil für Ultraschall-Bronchoskope, schwarz	Fujifilm EB-530 US	10


Einweg-Saugventile für Bronchoskope, Fujifilm



	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	SB-602	Einweg-Saugventil für Bronchoskope Einzel steril verpackt	Fujifilm EB-530, EB-580 und EB-530 US	20
	SB-606	Einweg-Saugventil für Bronchoskope Einzel steril verpackt	Fujifilm EB-710 P	20
				


Einweg-Spülkatheter



	Produktnummer	Merkmale	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	SPE1-B5-18-120	Spülkatheter, LL-Ansatz	120 cm	2,0 mm	5
	SPE1-B5-21-120	Spülkatheter, LL-Ansatz	120 cm	2,8 mm	5


Einweg-Sprühkatheter



	Produktnummer	Merkmale	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	SPE1-B6-18-120	Sprühkatheter	120 cm	2,0 mm	10


Einweg-Reinigungsbürsten, **Racoon**



	Produktnummer	Merkmale	ø Bürste	Länge	ø Katheter	VE
	CLE1-C4-18-230	Reinigungsbürste, 1 Bürstenkopf, distaler Protektionskopf	5 mm	230 cm	1,8 mm	50
	CLE1-C6-18-230	Reinigungsbürste, 2 Bürstenköpfe, distaler Protektionskopf	5 mm	230 cm	1,8 mm	50



Einweg-Reinigungsbürsten, **Small Wonder**



	Produktnummer	Merkmale	ø Bürste	Länge	ø Katheter	VE
	711616	Reinigungsbürste Small Wonder® Spezialbürste geeignet für sehr kleine Kanäle ab 1 mm Durchmesser z.B. Bronchoskope, EBUS.	2,25 mm	160 cm	0,5 mm	15



Einweg-Schutzprotektoren für distales Ende der Bronchoskope



	Produktnummer	Merkmale	VE
	711622	EndoBoot blauer Protektor für Endoskope mit Durchmesser <u>8,8 - 15 mm</u>	50
	711621	EndoBoot roter Protektor für Endoskope mit Durchmesser <u>3,0 - 8,8 mm</u> Der Schaumstoff schützt das fragile, distale Ende des Endoskopes während dem Transport und bei der Aufbewahrung. Ein simples Produkt das hilft grosse Reparaturen zu vermeiden. Aus hygienischen Gründen nur einmal verwenden und nicht während der Reinigung/Desinfektion!	
	711624	ProArmor Schutzgitter für das Distalende des Endoskops (ø 4,9 - 15 mm) Schützt das distale Ende des Endoskops während dem Transport und bei der Aufbewahrung. Ein simples Produkt das hilft grosse Reparaturen zu vermeiden. Nur einmal verwenden und nicht während der Reinigung/Desinfektion!	50

Einweg EUS-Ballone für Ultraschall-Bronchoskope, Fujifilm



	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	B20BU	EUS Ballon für konvexe Ultraschall-Bronchoskope, latexhaltig	Fujifilm EB-530 US	20
	BA-BU1	Ballon-Applikator	Ballon B20BU	1

Bronchoskop-Schutzkappen Versorgungsstecker, Fujifilm

	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	P57A1235205A	Schutzkappe für Elektronik-Versorgungsstecker	Fujifilm Serie 5xx	1
	P56B11069910	Gummiband für Steckerschutzkappe		1
	WA-7000	Wasserschutzkappe für Ultraschall-Endoskope	EB-530 US	1

Reinigungssets für Bronchoskope, Fujifilm

	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	CA-500C	Manuelles Reinigungsset für Bronchoskope, autoklavierbar bestehend aus: • WA-001: Ventiladapter • WA-002: Trocknungsadapter, Schlauch für Absaugung • CA-503B/C: Reinigungsadapter Arbeitskanal	Fujifilm Serie EB-530H/P/S/T/XT und EB-580S/T	1
	CA-500B	Manuelles Reinigungsset für Bronchoskope, autoklavierbar	Fujifilm Serie EB-250, EB-270 S/T, EB-450, EB-470	1
	P68A10402090	Reinigungsadapter für Saugventilschacht		
	CA-500BU	Manuelles Reinigungsset für Bronchoskope, autoklavierbar bestehend aus: • WA-001: Ventiladapter • WA-002: Trocknungsadapter, Schlauch für Absaugung • WA-003: Adapter für Arbeitskanal	Fujifilm EB-530 US	1
	WA-001 P68A12238750	Reinigungsadapter für Saugventilschacht, autoklavierbar • Bestandteil/Ersatzteil des Artikels: CA-500C, CA-500BU	Fujifilm Serie EB-530H/P/S/T/XT und EB-580S/T sowie Fujifilm EB-530 US	1
	P60B9521080	O-Ring für Reinigungsadapter		
	WA-003	Reinigungsadapter für Biopsiekanal, autoklavierbar • Bestandteil/Ersatzteil des Artikels: CA-500BU	Fujifilm EB-530 US	1
	CA-616	Reinigungsadapter für Luft-/Wasserkanal für Bronchoskope	Fujifilm EB-710 P	1