




DILATATION

Einweg-Dilatationsballone	4
Einweg-Insufflationsinstrument	4

 **easyGure**® Führungsdrähte ≥ 200 cm


Schonender Zugang

Hervorragende radiologische Sichtbarkeit

DILATATIONS- BALLONE

Einweg-Dilatationsballone




	Produktnummer	Merkmale	ø Ballon	Ballon Länge	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	DIL1-A1-06-40-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter verjüngt 2,3 / 1,8 mm	6 mm	40 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-08-40-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter verjüngt 2,3 / 1,8 mm	8 mm	40 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-10-40-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter verjüngt 2,3 / 1,8 mm	10 mm	40 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-12-60-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter 2,3 mm	12 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-14-60-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter 2,3 mm	14 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-16-60-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter 2,3 mm	16 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-18-60-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter 2,3 mm	18 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-20-60-23-35	Dilatationsballon, 2 Röntgenmarkierungen, Katheter 2,3 mm	20 mm	60 mm	230 cm	3,2 mm	2

für Kurz- und Langdrahttechnik, separate Führungsdraht- und Insufflationslumen, FD ,035“, ≥ 200 cm

Einweg-Insufflationsinstrument



	Produktnummer	Merkmale	VE
	DIL1-B1-60	Dilatations-Insufflationsinstrument 60 ml Volumen, 12 Atm maximaler Druck	1